



Simply CapFit™

Als würde man eine Kappe aufsetzen

Im Gegensatz zu jeder anderen Maske ist die F&P Evora™ mit einem CapFit-Kopfband ausgestattet, das wie eine Kappe aufgesetzt werden kann – eine einfache und intuitive Bewegung, mit der Patienten vertraut sind.

Aufgrund des Kopfbanddesigns befindet sich das Maskenkissen stets an der richtigen Stelle, dies machte es für Sie und Ihre Patienten leichter




Dynamischer Halt der nächsten Generation

Die Stabilitätsflügel arbeiten in Synergie mit dem flexiblen Maskenkissen, um Bewegungsfreiheit zu ermöglichen und gleichzeitig die Maske bequem an Ort und Stelle zu halten.



Flexibles Maskenkissen

Legt sich um die Nase und sorgt für eine flexible und angenehme Abdichtung.



Stabilisationsflügel

Hält das flexible Maskenkissen während der Nacht in Position.



Komfortabel kompakt

Sitzt angenehm unter der Nase für eine sanfte Passform.

Unterstützung Ihrer Arbeitseffizienz

Klinische Studien zeigen, dass Komplexität im Maskendesign¹, eine schlechte Passform und Unbehagen² zu einem größeren Zeitaufwand mit den Patienten und letztendlich zur Nichtbefolgung der Therapie führen können³.

Überlegen Sie bei der Auswahl einer neuen Maske, wie sich Ihre Wahl auf Ihren Zeitaufwand auswirken kann bei:

- Anpassung
- Schulung
- Reinigung
- Weitergehende Unterstützung und Motivation
- Lösung von Problemen mit der Maske
- Nachträgliches Einstellen der Maske

Optionen für die Größenbestimmung



Klein



Mittel



Groß



Weit



Kopfband in Einheitsgröße

Anleitung zum Anlegen



Anpassung des oberen Bandes



Anpassung des hinteren Bandes



Kontrolle des Abstands

Weitere Anweisungen finden Sie im Abschnitt zum Anpassen der Maske in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung von Evora.

U-Modell

Code	Beschreibung
EVO1SU	Evora Nasalmaske Klein U-Modell
EVO1MU	Evora Nasalmaske Mittel U-Modell
EVO1LU	Evora Nasalmaske Groß U-Modell
EVO1WU	Evora Nasalmaske Weit U-Modell
EVO1SSU	Evora Nasalmaske Doppelmaskenkissen - Klein Klein U-Modell*
EVO1MMU	Evora Nasalmaske Doppelmaskenkissen - Mittel Mittel U-Modell*
EVO1LLU	Evora Nasalmaske Doppelmaskenkissen - Groß Groß U-Modell*
EVO1SMLU	Evora Nasalmaske Fit Pack - Klein, Mittel, Groß U-Modell*

Ersatzteile

Code	Beschreibung
400EVO111	Evora Nasalmaskenkissen Klein Ersatzteil
400EVO112	Evora Nasalmaskenkissen Mittel Ersatzteil
400EVO113	Evora Nasalmaskenkissen Groß Ersatzteil
400EVO114	Evora Nasalmaskenkissen Weit Ersatzteil
400EVO121	Evora Kopfband für Nasalmaske Ersatzteil
400EVO122	Evora Hinteres Band für Nasalmaske Ersatzteil
400EVO171	Evora Nasal Maskenrahmen und Schlauch Ersatzteil
400FPH341	F&P Drehgelenk weiß

* Nicht in allen Regionen verfügbar.

1. Brown DL, Concannon M, Kaye AB, Zupancic M, Lisabeth LD. Comparison of two headgear systems for sleep apnea treatment of stroke patients. *Cerebrovasc Dis.* 2009; 27(2):183-6.
 2. Bachour A, Vitikainen P, Maasilta P. Rates of initial acceptance of PAP masks and outcomes of mask switching. *Sleep Breath.* 2016 May;20(2):733-8. 3. Weaver TE & Grunstein RR. Adherence to continuous positive airway pressure therapy: The challenge to effective treatment. *Proc Am Thorac Soc.* 2008 Feb 15;5(2):173-8.

CapFit und Evora sind Marken von Fisher & Paykel Healthcare Limited. Patentinformationen finden Sie unter www.fphcare.com/ip

REF 619793 REV A 2020-03 © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Limited