

**PHILIPS**

DreamWear

# Die Maske, die alles verändert



DreamWear Nasenmaske



DreamWear Silikonkissen



DreamWear Full Face

# Größtmögliche Modularität

## Ein Rahmen. Drei Maskentypen.

### Einfacher Wechsel des Maskenkissens ohne Austausch der Masken

Die Auswahl der richtigen Maske für Ihre Patienten ist eine Ihrer schwierigsten Aufgaben. Das unablässige Ausprobieren verschiedener Masken, Kissens und Kopfbänder, die Ihren Patienten passen müssen, ist mühsam und zeitaufwendig. Mit dem innovativen Maskendesign von DreamWear können Sie nun schnell und einfach zwischen Nasen-, Full Face- und Silikonkissen wechseln, ohne die Maske austauschen zu müssen.<sup>6</sup> Wenn weniger Entscheidungen zur Maske getroffen werden müssen, können Sie sich auf das wirklich Wichtige konzentrieren: Ihre Patienten.



# Für jeden Patienten eine passende Lösung

## Freiheit und Komfort der DreamWear<sup>1,2,3</sup> lässt Patienten schlafen, wie sie es gewohnt sind



## Empfehlen Sie traumhafte Freiheit beim Schlafen.

Das innovative Design der DreamWear garantiert die volle Bewegungsfreiheit. Ob als Silikonkissen, Full Face oder Nasenmaske – das bewährte modulare Konzept ermöglicht größtmöglichen Tragekomfort für alle Patienten. Mit DreamWear entsteht das Gefühl, überhaupt keine Maske zu tragen – wie uns viele Anwender bestätigen.<sup>4</sup>



### Keine Abdrücke

Das innovative Design von DreamWear verhindert Abdrücke auf dem Nasenrücken.<sup>5</sup> Anwender empfinden DreamWear als wesentlich komfortabler im Vergleich zu verschriebenen Masken.<sup>4</sup>



### Volle Bewegungsfreiheit

Mit DreamWear können Patienten sich im Schlaf wieder völlig frei bewegen, ohne Behinderung durch Schlauch oder Maske. Der revolutionäre Anschluss oben auf dem Kopf ermöglicht, ganz natürlich die angenehmste Schlafposition zu wählen.



### Freie Sicht

Die offene Konstruktion von DreamWear lässt ein extrem weites Gesichtsfeld frei. Problemlos kann so eine Brille getragen, im Bett gelesen, ferngesehen oder das Tablet benutzt werden. Nichts drückt – dank des weichen, flexiblen Materials.

## Vorteile

- Größtmögliche Modularität – eine Maske für alle Maskentypen (Silikonkissen/Nase/Full Face)
- Bietet Patienten mehr Freiraum und Komfort
- Einfache Handhabung und Optimierung der Bestandsverwaltung
- Kann die Anzahl der Masken reduzieren, die zum Einstellen eines Patienten erforderlich sind und damit die Effizienz steigern

1. Studie zur Patientenpräferenz der DreamWear Nasenmaske: (n=98), 2015, an 30 Tagen im Vergleich zu ResMed Swift FX, ResMed Mirage FX, Philips Wisp, und ResMed P10. Studie zur Patientenpräferenz der DreamWear Nasenmaske: (n=81), 2019, an 10 Tagen im Vergleich zu ResMed AirFit N10, N20, Mirage FX, Philips Wisp, Pico, ComfortGel Blue, F&P Eson und Eson 2.  
2. Studie zur Patientenpräferenz der DreamWear Full Face (n=85), Aug 2017 im Vergleich zu ResMed AirFit F10 und F20, ResPironics Amara View und F&P Simplus.  
3. Studie zur Patientenpräferenz von Pillow Masken: (n=127), Juli 2020, an 30 Tagen mit folgenden Masken: ResMed AirFit P10, P30i, ResMed Swift Fx, F&P Brevida, Philips DreamWear Gelkissen, Nuance / Pro.

4. Quelle: Philips Anwenderumfrage 2015 zur DreamWear Nasenmaske.  
5. Die DreamWear hat keinen direkten Kontakt mit dem Nasenrücken.

# DreamWear

## Schlauchanschluss oben am Kopf

Bietet mehr Bewegungsfreiheit.

## Weicher Silikonrahmen

Besonders komfortables, weiches und leichtes Material.

## Offenes Sichtfeld

Geeignet für Brillenträger zum Lesen und Fernsehen.

## Luftzirkulation im Rahmen

Damit Patienten komfortabel schlafen können.

## Innovatives Design

Für größtmöglichen Komfort.

## Kopfband mit seitlichen Bügeln

Rutschfestes Design bietet zusätzliche Stabilität und verbesserten Sitz

## Maskenkissen unter der Nase

Hinterlässt keine roten Abdrücke auf dem Nasenrücken.<sup>5</sup>

## Stoffpolster

Liegen sanft und komfortabel auf.

## Austauschbare Maskenkissen

Wechseln Sie einfach zwischen Nasenkissen, Full Face und Silikonkissen.<sup>6</sup>



6. Der Wechsel von einem Nasen- oder Silikonkissen zu einem Full Face Maskenkissen erfordert die Verwendung eines anderen Kopfbandes.

# Bestellinformationen

<b>DreamWear Fitpack</b>	<b>Nasenmaske Artikelnummer</b>	<b>Silikonkissen Artikelnummer</b>	<b>Full Face Artikelnummer</b>
DreamWear mit Kopfband, mittlerem Rahmen (MED) und 4 Kissengrößen	1116700	1146468	1133400
<b>Ersatzteile</b>	<b>Nasenmaske Artikelnummer</b>	<b>Silikonkissen Artikelnummer</b>	<b>Full Face Artikelnummer</b>
Maskenkissen, small (S)	1116740	1146472	1133430
Maskenkissen, medium (M)	1116741	1146473	1133431
Maskenkissen, large (L)	1116742	1146474	1133432
Maskenkissen, medium wide (MW)	1116743	1146475	1133433
Kleiner Rahmen (SM)	1116745	1116745	1116745
Mittlerer Rahmen (MED)	1116746	1116746	1116746
Großer Rahmen (LG)	1116747	1116747	1116747
Kopfband	1116750	1116750	1133450
1.5 Kopfband mit seitlichen Bügeln	1116751	1116751	–
Magnetische Kopfbandclips	–	–	1133454
Stoffpolster (2 Stück)	1116754	1116754	1116754
Anpassschablone	1116752	1125038	1116752
			



© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen sind  
vorbehalten. Marken sind Eigentum von Koninklijke  
Philips N.V. oder ihrer jeweiligen Inhaber.

[www.philips.de/dreamwear](http://www.philips.de/dreamwear)

Druck in NL/April 2021  
BB 04/23/21 PN4389132