

Néa, das einzige CPAP-Gerät ohne Schaumstoff

Néa optimiert die Sicherheit und den Komfort des Patienten dank der patentierten Innovationen von Sefam




Zu Ihrer Information: Néa ist so groß, wie diese Broschüre.


Hauptsitz: Sefam, 144 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-su-Seine - FRANKREICH
Produktionsstandort: Sefam, 10 allée Pelletier Doisy - 54600 Villers-Lès-Nancy - FRANKREICH




BR0236-01 / 03-2025



Ein einfacher Zugriff auf wesentliche Funktionen



Echte Bildschirmgrößen



Circuit Select
Kalibrierung des Schlauch-Masken-Systems



Mask Select
Berücksichtigung der Maskentypischen Leckage



Mask Off
Erkennung von Maskenleckagen



Konnektivität
BLE, GSM, WiFi



iRamp
Intelligente Rampe



Intelligent Start
Automatischer Start



CC+
Komfortmodus



Weitere Informationen



Néo ist kompatibel mit Sefam Connect, Sefam Analyze, Sefam Access Lite und Pro

Néo ist ein medizinisches Gerät der Klasse IIa mit Positivdruck, das über einen flexiblen Schlauch mit einer Maske verbunden ist. Es ist für die Behandlung des Obstruktiven Schlafapnoe-Hypopnoe-Syndroms (OSAHS) bei Patienten mit einem Gewicht von über 30 kg vorgesehen, die spontan atmen. Es handelt sich um ein reguliertes Medizinprodukt, das gemäß dieser Vorschrift die CE-Kennzeichnung trägt. Dieses Gerät darf nur auf ärztliche Verschreibung verwendet werden und wird unter bestimmten Bedingungen von den Krankenkassen erstattet. Für alle Informationen zur empfohlenen Verwendung, Gegenanzeigen, Nebenwirkungen und zur korrekten, sicheren und effektiven Anwendung verweisen wir auf die Gebrauchsanweisung und/oder das klinische Handbuch des Geräts.