



## Erleben Sie die Resmed AirTouch N30i noch heute.

Mit dem innovativen ComfiSoft™ textilem Maskenkissen und einem flexiblen, mit Textil bezogenem Rahmen bietet die neue AirTouch N30i-Nasenmaske von Resmed ein weiches und sanftes<sup>2</sup> Erlebnis, das Ihre Patient:innen bei der Therapie unterstützt.



## Die sanfte Berührung



## Die Resmed AirTouch™ N30i



Dieser Inhalt ist nur für medizinisches Fachpersonal bestimmt.  
In der Gebrauchsanweisung finden Sie einschlägige Informationen zu Kontraindikationen, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, die vor und während der Produktverwendung zu beachten sind.

<sup>1</sup> Interner, unveröffentlichter Testbericht von Resmed. ID A5500551.  
<sup>2</sup> Externe, unveröffentlichte 90-Tage-Studie von Resmed mit 120 Patient:innen vom 31.05.2023 bis zum 06.11.2023. ID A5454700  
<sup>3</sup> Externe, unveröffentlichte klinische Studie von Resmed mit 33 Patient:innen, die aufgrund der Coronapandemie vom 13.10.2021 bis zum 11.11.2021 online über Zoom durchgeführt wurde. ID A5100431  
<sup>4</sup> Ausführliche Hinweise finden Sie in der AirTouch N30i-Gebrauchsanweisung im Abschnitt Lebensdauer.  
<sup>5</sup> Zweistellige Lärmemissionswerte gemäß ISO4871:1996 und ISO3744:2010 deklariert. Mit A bewerteter Schalleistungspegel (mit QuietAir-Belüftungsring) in 1 m Entfernung, mit einer Messunsicherheit von 3 dBA. Siehe AirTouch N30i-Benutzerhandbuch  
<sup>6</sup> Unveröffentlichter Testbericht zum mit A bewerteten Schallpegel. ID A537757

# Lernen Sie die Resmed AirTouch™ N30i kennen

Stellen Sie Ihren Patient:innen die Resmed AirTouch™ N30i vor: die neue Nasenmaske mit nach oben geführtem Schlauch und innovativem ComfiSoft™-textilem Maskenkissen und mit Textil bezogenem Rahmen.<sup>1,2</sup> Sie bietet zusätzlichen Komfort und einen angenehmen Sitz<sup>2,3</sup> während der Therapie und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Dichtigkeit.<sup>2,3</sup>



**Mit Textil bezogener SpringFit™ Rahmen**  
Der selbstanpassende Silikonrahmen ist vollständig in weichen, atmungsaktiven und feuchtigkeitsableitenden<sup>1</sup> Textil gehüllt, das sich sanft an Haut und Haar anschmiegt.

Erhältlich in zwei Größen und so konzipiert, dass er sich leicht an verschiedene Gesichtsprofile und Kopfformen anpassen lässt um eine gute Passform zu gewährleisten und Zeit beim Anlegen zu sparen.

**Textil- und Silikonkissen technologie**  
Gewährleistet Komfort und eine sichere Abdichtung.<sup>2,3</sup>



**Schnell abnehmbares Kniestück**  
Ermöglicht Patient:innen, die Maske ganz einfach vom Schlauch zu trennen und wieder anzuschließen<sup>2</sup>.

**Maske mit nach oben geführtem Schlauch**  
Der Atemschlauch stört nicht mehr im Gesicht, sodass Patient:innen die ganze Nacht lang in ihrer bevorzugten Position schlafen können.

**Weiches, leicht zu verstellendes Kopfband**  
Das Kopfband sitzt bequem am Hinterkopf der Patient:innen **1** und ist mit leicht verstellbaren Clips **2** **3** versehen.

**ComfiSoft™ Maskenkissen**  
Hergestellt aus textilbeschichtetem Silikon,<sup>1</sup> atmungsaktiv und feuchtigkeitsableitend, damit die Haut Ihrer Patient:innen **kühl und erfrischt** bleibt.<sup>2</sup>



Maskenkissen Rückseite

**Innovative Polsterung**  
Der weiche Stoff bedeckt fast den gesamten Nasenbereich, sodass Ihre Patient:innen bei jeder Nutzung von einer sicheren<sup>2,3</sup> und bequemen<sup>2</sup> Maskenabdichtung profitieren.

**Nasenbügel-Design**  
Erhältlich in drei Größen, die 97 % aller Patient:innen passen.<sup>2</sup> Das gebogene Design passt sich der Nase der Patient:innen an und sorgt für eine sichere Abdichtung und Komfort während der ganzen Nacht.<sup>2,3</sup>



Maskenkissen Vorderseite<sup>4</sup>

**QuietAir™ Ausatemöffnung**  
Minimiert den Schall auf nur 20 Dezibel<sup>5,6</sup> und trägt so zu einem ruhigen, ungestörten Schlaf bei.<sup>2,3</sup>

## Komplettes Maskensystem

Maskenkissen (SW, M, L)

QuietAir™ Ausatemöffnung

Kniestück

Kopfband

Rahmen (STD, SML)

## AirTouch™ N30i

### Komplettes Maskensystem (umfasst Maskenrahmen, Nasenpolster und Kopfband)

Produktname	Artikelnummer
AirTouch N30i QUIET SET KISSEN SW/RAHMEN STD	62339
AirTouch N30i QUIET SET KISSEN M/RAHMEN STD	62340
AirTouch N30i QUIET SET KISSEN L/RAHMEN STD	62341
AirTouch N30i QUIET SET KISSEN M/RAHMEN SML	62343

### Nasenpolster

Produktname	Artikelnummer
AirTouch N30i Maskenkissen - SW	62330
AirTouch N30i Maskenkissen - M	62331
AirTouch N30i Maskenkissen - L	62332
AirFit P30i/N30i /AirTouch N30i QuietAir-Ausatemöffnung	63889

### Rahmen

Produktname	Artikelnummer
AirTouch N30i RAHMEN STD MIT KNIESTÜCK STD	62328
AirTouch N30i RAHMEN S MIT KNIESTÜCK SML	62329

### Kopfband

Produktname	Artikelnummer
AirFit P30i/N30i/AirTouch N30i Kopfband	63814

### Kniestück

Produktname	Artikelnummer
AirFit/AirTouch 30i Kniestück (MPMU)	63842

<sup>4</sup>AirTouch N30i hat die gleiche Lebensdauer wie AirFit N30i